

# Identoflex SPAZZOLINI IDENTOFLEX PROPHY IN NYLON PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA DEI DENTI, RESTAURI DENTALI E SUPERFICI DENTALI

## INFORMAZIONI GENERALI

Gli spazzolini per profilassi sono dispositivi monouso. La geometria del gambo per i mandrini è di Tipo 1 ai sensi della norma ISO 1797.

## COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Gli spazzolini per profilassi sono composti da: setole sintetiche in nylon; mandrini in rame-zinco-ottone.

## INDICAZIONI PER L'USO

Gli spazzolini per profilassi vengono utilizzati per le procedure di profilassi dentale professionale in combinazione con le paste per profilassi dentale professionale per pulire e lucidare le superfici dentali e i restauri dentali, proteggendo i denti umani dalla carie grazie alla rimozione del deposito di biofilm.

## CONTROINDICAZIONI

Gli spazzolini per profilassi non devono essere usate su pazienti che presentano una storia di reazioni allergiche gravi a uno qualsiasi dei loro componenti o materiali (vedere "Composizione del prodotto"). In caso di eruzione cutanea, irritazione, sensibilizzazione o reazioni allergiche, consultare immediatamente un medico.

## AVVERTENZE

Gli spazzolini per profilassi Identoflex sono monouso. Non riutilizzare questo dispositivo. Il dispositivo deve essere controllato prima di ogni utilizzo. Se si osservano condizioni quali corrosione, scolorimento o infragilimento del materiale, il dispositivo DEVE essere eliminato. Prima di utilizzare questo dispositivo sul paziente, onde evitare potenziali malfunzionamenti del dispositivo e il surriscaldamento dei denti dovuto ad un eccessivo numero di giri, controllare previamente che il numero di giri al minuto (rpm) sia adeguato e la direzione di rotazione sia corretta. L'uso previsto degli spazzolini per profilassi è in combinazione con le paste professionali per profilassi dentale, al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza dei prodotti.

## PRECAUZIONI

Questi prodotti sono destinati all'uso da parte di odontoiatri qualificati sulla popolazione generale di pazienti. Si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione individuale quando si utilizza questo dispositivo. Per quanto possibile, al fine di prevenire lesioni dei tessuti molli, non utilizzare questo dispositivo a contatto con i tessuti molli. Maneggiare il dispositivo con cura durante l'uso. La caduta, la trazione o l'eccessiva torsione potrebbero danneggiare il dispositivo. Eliminare il dispositivo in presenza di deformazioni, rotture, scolorimento o parti mancanti.

## EVENTI AVVERSI

Se si dovesse verificare un incidente grave con questo dispositivo medico, segnalarlo al produttore e all'autorità competente del paese di residenza dell'utente e/o del paziente.

## ISTRUZIONI DETTAGLIATE

Collegare lo spazzolino per profilassi al contrangolo dentale. Applicare la pasta per profilassi dentale professionale sugli spazzolini per profilassi. Impostare il numero di giri per la rotazione in senso orario, con un massimo di 5.000 giri/min. Eseguire la procedura di profilassi dentale professionale. Eliminare lo spazzolino dopo ogni utilizzo.

## CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Fare riferimento alla confezione esterna per la data di scadenza. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Per lo smaltimento corretto, attenersi sempre alle normative locali e nazionali.

## LIBERATORIA

Le istruzioni sopra riportate sono state approvate da Kerr Corporation in

quanto IN GRADO di preparare dispositivi medici. Eventuali inosservanze delle istruzioni riportate sopra da parte dell'odontoiatra/dell'utente saranno responsabilità degli stessi; Kerr Corporation non accoglierà alcuna richiesta di rimborso o sostituzione in garanzia per qualsiasi prodotto non manipolato in conformità alle istruzioni di cui sopra.

## DESCRIZIONE DEI SIMBOLI



Numero di catalogo



Dispositivo Medico



Fabbricante



Mandatario



Lotto



Utilizzare entro la data



2797

Marchio di conformità Europea con numero di identificazione dell'Ente Notificato (2797: BSI Olanda)



Consultare le istruzioni d'uso



Attenzione



Importatore



Monouso



Indossare occhiali di protezione



Rotazione destrorsa (rotazione oraria): indicazione del numero di giri massimo consentito



Tenere al riparo dai raggi solari



Ormco B.V.

Basicweg 20 NL-3821 BR  
Amersfoort, The Netherlands



Kerr Corporation  
1717 W. Collins Ave.  
Orange, CA 92867 USA

Made in Czech Republic



2797



Kerr Italia S.r.l.  
Via Passanti, 174  
Scafati (SA) 84018, Italia

05-2021 70501