

ORTHO-JET



Utilizzo previsto

Prodotto a uso esclusivo odontoiatrico/odontotecnico per la fabbricazione di dispositivi ortodontici a indurimento rapido.

Altri materiali / attrezzature necessarie

1. Isolante gesso-resina
2. Filo ortodontico
3. Cera collante
4. Fresoni o abrasivi
5. Glaze (sigillante acrilico), o pomice e paste da lucidatura
6. Polimerizzatore a pressione, opzionale

Istruzioni per l'uso



Per risultati costanti, agitare sempre il liquido prima di utilizzarlo poiché il catalizzatore potrebbe essersi separato dal monomero.

1. Su un modello preparato, piegare il filo in modo convenzionale.
2. Fissare il filo al modello utilizzando della cera collante.
3. Mettere il modello in acqua e lasciarlo immerso per 5 minuti.
4. Rimuovere il modello dall'acqua ed eliminare l'acqua in eccesso. Pennellare uno strato sottile di isolante gesso-resina sul modello e lasciarlo asciugare per circa 1 minuto.
5. Agitare il liquido prima dell'uso. Inumidire la superficie con il liquido Ortho-Jet e spruzzare la polvere Ortho-Jet dal tappo erogatore del flacone. Alternare liquido e polvere fino a ottenere la forma e lo spessore desiderati. Per risultati migliori, iniziare e terminare sempre con il liquido.
6. Lasciare gelificare la resina per circa 2 minuti. Far polimerizzare la resina sul modello per ulteriori 10 minuti al banco o, per risultati migliori, in un polimerizzatore a pressione a 2 bar.
7. Rimuovere il dispositivo dal modello dopo la polimerizzazione della resina e sgrossare con un fresone o un abrasivo. Rifornire fino all'ottenimento di una superficie liscia.
8. Lucidare utilizzando Glaze o pomice e paste da lucidatura.

Precauzioni di manipolazione

Contiene metil metacrilato

Pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde - Non fumare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. Conservare il materiale nel contenitore originale ben chiuso in posizione verticale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

Garanzia

Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto solo presso distributori autorizzati. La garanzia decade se il prodotto non viene utilizzato per lo scopo previsto, non utilizzato come indicato o non conservato nel contenitore originale.

Nota: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.



Lang Dental Mfg. Co., Inc.
175 Messner Drive
Wheeling, IL 60090 - USA



MediMark® Europe Sarl. 11 rue Emile Zola.
BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2. France



Importatore esclusivo per l'Italia:

Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI)

LDDI 13 R.16 2021-04

Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito www.ravellispa.it