



DEPELER

Signature of excellence

SMARTENDO KIT

L'upgrade degli strumenti
essenziali nel tuo
lavoro quotidiano

Explora

- Esplorazione dei canali a qualsiasi livello
- Gestire gli ostacoli intracanalari

Prexo M

- Inserimento GP in regione apicale con controllo
- Applicare biomateriali

MisurEndo

- Diagnosticare in sicurezza
- Guida intelligente per la corretta progettazione della cavità di accesso

9mm - Limite della forcazione

6mm - Pavimento della camera pulpare

4mm - Tetto della camera pulpare

ExtEndo*

- Estendere la lunghezza dei coni di GP nei canali più lunghi
- Rimuovere la GP dai canali


Mirror

-  Trattamento & ritrattamento
-  Esplorazione del MB2
-  Rimozione di files rotti
-  MTA

**Con una forte pressione laterale, lo strumento potrebbe rompersi. Consigliamo di sostituire la guttaperca al centro e poi di raschiare lungo le pareti.*

Multiplo

- Misurare i files
- Regolare la lunghezza del cono di GP
- Guidare il cono di GP e raccogliere i cementi





DEPPERLER

Signature of excellence

PERCHÉ
SCEGLIERE
SMARTENDO?



Sicurezza

Con forme e angolazioni ri-
disegnate da maestri endo per
un lavoro sicuro

Efficienza

Il coltellino Svizzero per il 95%
del lavoro endo quotidiano

Chiarezza

Con codifica a colori per una
migliore identificazione dello
strumento

Ergonomia

Grazie alla qualità dell'ac-
ciaio, al processo di fabbrica-
zione artigianale e alle forme
degli strumenti

Scopri gli
articoli e i
casi clinici



Sviluppato in collaborazione con il
gruppo Style Italiano Endodontics.
Specialisti di talento che condividono
conoscenze in endodonzia insegnabi-
li, fattibili e ripetibili.
endodontics.styleitaliano.org