

Intensiv ZirconCut

Studio Scientifico della Prof.ssa Mutlu Özcan, Università di Zurigo

Nuovo



Strumenti diamantati speciali Intensiv per una separazione più efficiente dei restauri in zirconia ceramica

Sviluppati in cooperazione con la Prof.ssa Mutlu Özcan, Università di Zurigo



Intensiv ZirconCut Set, Ref. 235ZR

Con uno strumento per tipo:
Cilindro testa piatta 90°, 6mm, 014
Cilindro arrotondato, 6mm, 014
Cilindro fiamma, 5mm, 014


Vantaggi

- Taglio della zirconia molto più veloce*
- Performance del taglio più duratura e costantemente superiore*
- Con 10 utilizzi dello strumento, vengono tagliati 23 mm di zirconia*



* Taglio iniziale: gli strumenti Intensiv tagliano in 45 sec. 3 mm di zirconia rispetto a 1,6 mm tagliati da strumenti comparabili della concorrenza dell'industria dentale tedesca.

* Dopo 10 tagli: gli strumenti Intensiv tagliano in 45 sec. 2 mm di zirconia rispetto a 0,8 mm tagliati da strumenti comparabili della concorrenza dell'industria dentale tedesca.



*Studio Scientifico, Prof.ssa Mutlu Özcan, Università di Zurigo



Preparazione per incisione boccale di una corona in zirconia ceramica



Preparazione per taglio occlusale di una corona realizzata in zirconia ceramica



Preparazione per un taglio labiale di una corona in zirconia ceramica

















Prima incisione dopo 5 sec. di taglio

Immagini cliniche: Dr. Alessandro Devigius, Bülach, Svizzera, www.dentist.ch

Intensiv ZirconCut

Studio Scientifico della Prof.ssa Mutlu Özcan, Università di Zurigo



	Prodotto	Ref.	Prezzo raccomandato in €
∅ 014	 Intensiv ZirconCut, Set con 3 strumenti diversi (Tray in acciaio inossidabile) Cilindro testa piatta 90°, 6mm, 014 Cilindro arrotondato, 6mm, 014 Cilindro fiamma, 5mm, 014	235ZR	82.00
	  Intensiv ZirconCut, 3 strumenti Cilindro testa piatta 90°, 014, 6mm (Tray in acciaio inossidabile)	235ZR01/3	82.00
	  Intensiv ZirconCut, 3 strumenti Cilindro arrotondato, 014, 6mm (Tray in acciaio inossidabile)	235ZR02/3	82.00
	  Intensiv ZirconCut, 3 strumenti Cilindro fiamma, 014, 5mm (Tray in acciaio inossidabile)	235ZR03/3	82.00
∅ 016	 Intensiv ZirconCut, Set con 3 strumenti diversi (Tray in acciaio inossidabile) Cilindro testa piatta 90°, 6mm, 016 Cilindro arrotondato, 6mm, 016 Cilindro fiamma, 5mm, 016	240ZR	82.00
	  Intensiv ZirconCut, 3 strumenti Cilindro testa piatta 90°, 016, 6mm (Tray in acciaio inossidabile)	240ZR05/3	82.00
	  Intensiv ZirconCut, 3 strumenti Cilindro arrotondato, 016, 6mm (Tray in acciaio inossidabile)	240ZR06/3	82.00
	  Intensiv ZirconCut, 3 strumenti Cilindro fiamma, 016, 5mm (Tray in acciaio inossidabile)	240ZR07/3	82.00

Distributore esclusivo per l'Italia



Via Darwin 32-34
 20019 Settimo Milanese (MI)
 Tel. 023357261
 Fax 0233572626
 www.ravellispa.it

