

**PULPDENT®**

# **Pic-n-Stic**

## Istruzioni per l'uso

### **PULPDENT PIC-N-STIC**

Per rimuovere il bastoncino dal supporto, piegare in avanti e di lato. Per raccogliere piccoli oggetti, applicare la punta adesiva sulla superficie asciutta e non oleosa.

### **AVVERTENZE**

Prima dell'utilizzo nel cavo orale, applicare una diga in lattice per impedire l'ingestione di oggetti da parte del paziente.

Distributore Esclusivo per l'Italia

**RAVELLI SpA**

Via Darwin 32/34 - 20019

Settimo Milanese (MI)

023357261 [www.ravellispa.it](http://www.ravellispa.it)